



我孫子オーディオファンクラブ (AAFC)
分科会へのご案内 (会員による自主講座)

会員所有の真空管アンプをリフレッシュ、診断作業をご覧頂きます。

第3回 *Audio Clinic*

いい音をいつまでも!

診断内容

- ・会員所有の真空管アンプを各種検査機の使用により保守とメンテナンスを行います。
- ・購入当初の性能が維持できているか、確認のため諸特性を調べます。
- ・長期の使用による電気部品(コンデンサー等)の劣化と性能低下を早期発見いたします。

検査項目

- ①周波数特性
- ②音の伸び
- ③出力電力特性
- ④歪み特性
- ⑤回路電圧の測定
- ⑥回路電流の測定
- ⑦ コンデンサーの容量
- ⑧ 接触不良

処方箋

- ①音の伸び
- ②音の馬力
- ③音の崩れ
- ④血圧
- ⑤血流
- ⑥貧血



林会員提供 300Bアンプ



佐藤会員提供 A3300

日時 / 5月18日(日) 13:30~15:30

場所 / 久寺家近隣センター 多目的ホール

発表者 / 鳥居 康信

参加自由・入場無料

問合わせ / 04-7184-3771 佐藤 <http://www.aafc.jp/>