

会員所有の真空管アンプをリフレッシュ、診断作業をご覧頂きます。

第4回 *Audio Clinic*

いい音をいつまでも!


処方箋

- ① 音の伸び
- ② 音の馬力
- ③ 音の崩れ
- ④ 血圧
- ⑤ 血流
- ⑥ 貧血
- ① 周波数特性
- ② 出力電力特性
- ③ 歪み特性
- ④ 回路電圧の測定
- ⑤ 回路電流の測定
- ⑥ コンデンサーの容量
- ⑦ 接触不良


検査項目

- 会員所有の真空管アンプを各種検査機の使用により保守とメンテナンスを行います。
- 購入当初の性能が維持できているか、確認のため諸特性を調べます。
- 長期の使用による電気部品(コンデンサー)等の劣化と性能低下を早期発見いたします。

診断内容



高橋敏郎会員提供
Marantz-8B メインアンプ
Marantz-7C プリアンプ



日時 / 8月9日(日) 13:30~15:30
場所 / 久寺家近隣センター 多目的ホール
発表者 / 鳥居 康信
参加自由・入場無料
問い合わせ / 04-7184-3771 佐藤 <http://www.aafc.jp/>